


Modul FLUO+

Softwarový modul pro skládání vícebarevných fluorescenčních snímků

FLUO+ je přídatný modul k programům QuickPHOTO určený pro skládání snímků pořízených pomocí fluorescenčního mikroskopu. Až osm snímků pořízených s použitím různých fluorescenčních filtrů může být složeno do jednoho výsledného obrazu.



Funkce a vlastnosti:

- Skládání až 8 fluorescenčních snímků pořízených s použitím různých fluorescenčních filtrů do jednoho výsledného snímku
- Úprava histogramu a intenzity každého dílčího snímku nezávisle
- Korekce posunu dílčích snímků v ose X a Y
- Možnost uživatelského přebarvení snímků
- Nastavení modulu lze uložit do souboru s možností opětovného načtení

Minimální systémové požadavky:

- Program QuickPHOTO CAMERA, QuickPHOTO MICRO, QuickPHOTO INDUSTRIAL ve verzi 2.2 a vyšší

