

PRO-LM-LED-30W

Vysoce výkonný LED osvětlovač pro optické mikroskopy



LED osvětlovač PRO-LM-LED-30W s řídicí jednotkou PR-LC30

Funkce a vlastnosti:

- Vysoce výkonný 30 W LED zdroj světla – barva **gallery bílá** (3000 K, maximální světelný tok 1400 lm (+/- 10%)) nebo **studená bílá** (5500 K, maximální světelný tok 2350 lm (+/- 10%))
- Jednoduchá montáž k mikroskopu místo halogenového osvětlovače
- Vysoká homogenita osvětlení
- Konstantní barevná teplota v celém rozsahu intenzit
- Konstantní jas – světlo neblíká a neinterferuje s živým obrazem kamery
- Nízká spotřeba energie a produkce tepla
- Životnost 70 000 hodin
- Ekologické řešení – neobsahuje halogeny ani rtuť; RoHS kompatibilní

Kompatibilní mikroskopy:

- Přímé připojení k mikroskopům OLYMPUS® BX41/IX51/IX53/CKX a stereomikroskopickým stativům OLYMPUS® SZX2-ILLB a SZX2-ILLK
- Připojení k mikroskopům OLYMPUS® BX51/BX53/IX53/IX71/IX73/IX83/GX51/GX71 s použitím optického adaptéru PRO-LM-LEDAD

OLYMPUS® je registrovaná značka společnosti OLYMPUS Corp.